



Protocole 2 Technique d'injection


Critère principal (niveau d'exigence)	PO 2.8.1 et 2.8.5 PS 8.1
Activités visées par ce critère	Technique d'injection
Description du critère	Les injections par aiguille doivent toujours être pratiquées dans le cou, sauf en cas d'indication contraire sur l'ordonnance vétérinaire.
Actions de maîtrise	<p>Un protocole relatif à la technique d'injection doit comprendre les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier le veau à traiter. • S'assurer que le produit de santé animale sélectionné est bien le produit souhaité. • Toujours faire l'injection dans le cou, juste devant l'épaule, ou selon les directives du vétérinaire. • Ne jamais redresser ou réutiliser une aiguille déformée. • Nettoyer les seringues et les aiguilles et les désinfecter s'il y a lieu après chaque utilisation ou séance d'injection de médicament. <ul style="list-style-type: none"> ○ En cas de vaccination, ne jamais désinfecter l'intérieur d'une seringue, au risque de désactiver les vaccins. • Ne jamais laisser une aiguille sortie du bouchon d'une bouteille de médicament. • Vérifier la date d'expiration sur l'étiquette originale du médicament avant de l'utiliser. • Jeter les aiguilles dans un contenant pour objets coupants ou l'équivalent (ex. : un collecteur d'aiguille, un contenant d'eau de javel identifié, un pot avec couvercle. Un contenant sans couvercle n'est pas acceptable). • S'assurer que le calibre de la seringue choisie soit le plus près du dosage désiré. <p>Éléments additionnels particuliers à votre ferme :</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Date : _____ Signature : _____</p>

Techniques et sites d'injection appropriés



INTRAMUSCULAIRE - IM

Toutes les injections intramusculaires doivent être données dans les muscles du cou. Injectez au centre de la zone triangulaire délimitée par la colonne vertébrale (A), le ligament du cou (B) et l'os de l'épaule (C). Utilisez une aiguille de 2,5 à 4 cm (1 à 1,5 po) de longueur et de calibre 16 à 20.



SOUS-CUTANÉE - SC

Afin de minimiser les dommages à la carcasse, insérez l'aiguille dans un repli de la peau du cou, en avant de l'épaule. Utilisez une aiguille de 2,5 cm (1 po) de longueur et de calibre 16 à 20.

Ce document est extrait de la fiche *Techniques d'injection pour les bovins laitiers* du Réseau mammite



Réseau mammite
Mastitis Network

Le lait, c'est du sérieux
We're serious about milk